

Блокировка серийных номеров

Блокировка может быть выполнена для серийного номера, ранее переданного конечному пользователю, в том числе и активированного. Серийный номер приобретет статус **Заблокирован**.

Для заблокированного серийного номера будет недоступна операция **активации/переактивации**. На работу ранее активированного программного ключа блокирование его серийного номера не повлияет.

Для выполнения блокировки выполните следующие действия:

- Перейдите на вкладку **Блокировка**,
- При необходимости произведите поиск и выборку номеров по заданным параметрам,
- Установите галки напротив нужных серийных номеров,
- Нажмите на кнопку **Заблокировать**

Продукты	Заказы	Серийные номера	Групповая работа с ключами	Документация
--------------------------	------------------------	---------------------------------	--	------------------------------

[Сервер активации](#) → [Серийные номера](#) → Блокировка

Блокировка

Блокировка серийных номеров.

[Расширенный поиск](#)

Показать результаты

Просмотр номеров	Назначение продукту	Передача пользователю	Сетевые ключи	Ограничение активаций	Блокировка	Разблокировка	История		
<input type="button" value="Заблокировать"/>							Выбрано: 2 из 66		
<input type="checkbox"/>	ID	Серийный номер	Продукт	Сетевой ресурс	Статус	Кол-во активаций	Текущий лимит	Исходный лимит	Комментарий
<input checked="" type="checkbox"/>	8000AF33	gjCCaf-...-OvAIBC	[8] Dancing kittens Demo		Готов к активации	0	100	100000	___
<input checked="" type="checkbox"/>	8000ADBB	uqCg5z-...-utAIBC	[6] ICQ Demo		Активирован	3	97	100	___
<input type="checkbox"/>	8000ADBA	5zJkbQ-...-qtAIBC	[6] ICQ Demo		Готов к активации	0	100	100	___
<input type="checkbox"/>	8000A850	dXdycu-...-CoAIBC	[4] ICQ		Активирован	1	99	100	___
<input type="checkbox"/>	8000AF65	QN9z5o-...-WvAIBC	[9] Dancing kittens		Готов к активации	0	1	1	___
<input type="checkbox"/>	8000AF64	La2P8i-...-SvAIBC	[9] Dancing kittens		Готов к активации	0	1	1	___

Примечание

Следует учитывать, что данная операция допустима только для серийных номеров в статусе **Готов к активации**, **Активирован** или **Активирован окончательно**.

После выполнения операции будет отображена страница с результатами назначения:

Результат операции

Заблокировано (Номеров: 2)

8000ADBB	uqCg5z-CmNeY8-R6nS2e-NGel2j-Ucb1lW-JdSci4-HcBSDw-uTWzFb-6vP\$IL-utAIBC
8000AF33	gjCCaf-dbphQc-aTTIlg7-ULrda-gwCW7e-2W\$lzy-dUiwZn-2DoUms-3cU8oj-OvAIBC

Возможные ошибки операции:

Ошибка	Причина
Недопустимый статус серийного номера для данной операции	На момент операции номер находился в статусе, отличном от Готов к активации, Активирован или Активирован окончательно
Указанные данные отсутствуют в БД	На момент операции номер удален из системы
Ошибка добавления/изменения данных в БД	Системная ошибка при обновлении данных